

Nutricia Flocare Pack Mobile Set ENFit

Toepassing

Enterale misconnecties komen helaas nog steeds voor en kunnen fataal zijn. Misconnectie tussen enteraal en intraveneus (IV) is de meest voorkomende en heeft een hoog risico voor de patiëntveiligheid. Daarom heeft Nutricia, samen met andere producenten van enterale voedingssystemen, meegewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe ISO-standaard voor enterale connectoren onder de naam ENFit[®].



Productinformatie

- Het ENFit[®] toedieningssysteem is specifiek voor enterale voeding en is zo ontwikkeld dat connectie met niet-enterale systemen, zoals IV, onmogelijk is.
- Het ENFit[®] systeem verhoogt de patiëntveiligheid. Het is bovendien voorzien van een goede lock-functie wat minder kans op lekkage geeft.
- Mocht u nog oude ENLock sets hebben, dan kunt u hiervoor een connector bestellen om een connectie naar ENFit te maken, dat is artikelnummer 3036402.

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3040046	NUTRICIA FLOCARE INF PACK MOBILE SET ENFIT 86520 STERIEL	30 st.	1 x 30 st.	16321952	