

Gaastupfers X-Ray steriel

Toepassing

Gaastupfers worden gebruikt bij operatieve ingrepen ten behoeve van het prepareren. De tupfer is voorzien van X-Ray draad om het product te kunnen lokaliseren met behulp van röntgenstralen.

Productinformatie

- EO gesteriliseerd (gesteriliseerd met ethylene oxide)
- De tupfer is een rafelvrij gevouwen gaaskompres
- Voorzien van een blauwe röntgencontrastdraad (X-Ray draad)
- Inclusief dubbele, paars gekleurde telstickers (met mogelijkheid om op te hangen)
- De direct omsluitende verpakking is voorzien van uitsparingen zodat het juiste aantal gewaarborgd is.
- Per vijf stuks dubbel verpakt

De speciaal gekleurde telstickers geven duidelijkheid in het gebruik, zodat de telprotocollen nog overzichtelijker worden. De telstickers kunt u voor een optimale registratie opplakken.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3016760	KLINION DEPPER GAASTUPFER PREPAREER X-RAY PIP 6 X 6 CM 5 ST REF 115100 *S*	175 st.	8 x 175 st.		
3016761	KLINION DEPPER GAASTUPFER PREPAREER X-RAY PIP 8 X 8 CM 5 ST REF 115101 *S*	150 st.	8 x 150 st.		
3016762	KLINION DEPPER GAASTUPFER PREPAREER X-RAY PIP 12 X 12 CM 5 ST REF 115102 *S*	150 st.	8 x 150 st.		