

Kinderbody met drukknop in het kruis

Toepassing

De kinderbody bevat handige drukknoppen in het kruis. Er is ruimte voor incontinentiemateriaal. Door de drukknoppen is het erg gemakkelijk te openen en zo een kind te verschonen. Doordat het één geheel is hoeft het kind ook nooit meer een blote rug te hebben. Comfortabel om onder kleding te dragen of te gebruiken voor de nacht.

Productinformatie

- Geschikt voor zowel jongens als meisjes
- Drukknopsluiting in het kruis vereenvoudigt het verschonen van incontinentiemateriaal
- Zorgt voor bescherming op de plaatsen waar dat het meeste nodig is

Maat: 104 t/m 176

Stof: 100% katoen, 210 gram

Wasvoorschriften wit: 90 graden, niet bleken, normaal drogen, strijken op max. 150 graden

Wasvoorschriften kleur: 60 graden, niet bleken, normaal drogen, strijken op max. 150 graden



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3038686	4CARE KINDER BODY KATOEN MET DRUKKNOOPSLUITING IN HET KRUIS ZONDER MOUW EN PIJP MAAT 128 WIT 2020.100.128	1 st.	25 x 1 st.		