

MANFRED SAUER COMFORT VIOLET EXTERNE KATHETER MET BUFFERZONE EN MET KORTE SCHACHT - ZELFKLEVEND

Toepassing

Externe katheter met unieke bufferzone en korte schacht voor mannen en kinderen. Het dunne materiaal past zich goed aan het lichaam aan en biedt optimaal draagcomfort.

De grote elasticiteit vormt een voldoende buffer bij spontaan urineverlies en voorkomt het ontstaan van vacuüm trekken.

Lengte externe katheter 75 mm, bufferzone 45 mm, lengte kleeflaag 25 mm.

De draagtijd van de externe katheter is gemiddeld 12-24 uur.

Productinformatie

- In 9 maten beschikbaar
- Met sterke plakkracht
- Zelfklevend
- Latex-vrij
- Transparant, waardoor huidconditie makkelijk is waar te nemen



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3038842	SAUER COMFORT VIOLET SHORT EXTERNE KATHETER THERMOPLASTISCH ELASTOMEER18MM 97.4511.18	30 st.	12 x 30 st.	16234472	
3038889	SAUER COMFORT VIOLET SHORT EXTERNE KATHETER THERMOPLASTISCH ELASTOMEER22MM 97.4511.22	30 st.	12 x 30 st.	16234499	
3038890	SAUER COMFORT VIOLET SHORT EXTERNE KATHETER THERMOPLASTISCH ELASTOMEER24MM 97.4511.24	30 st.	12 x 30 st.	16234502	
3038891	SAUER COMFORT VIOLET SHORT EXTERNE KATHETER THERMOPLASTISCH ELASTOMEER26MM 97.4511.26	30 st.	12 x 30 st.	16234510	
3038884	SAUER COMFORT VIOLET SHORT EXTERNE KATHETER THERMOPLASTISCH ELASTOMEER28MM 97.4511.28	30 st.	12 x 30 st.	16234529	
3038885	SAUER COMFORT VIOLET SHORT EXTERNE KATHETER THERMOPLASTISCH ELASTOMEER30MM 97.4511.30	30 st.	12 x 30 st.	16234537	