

Liquick X-treme afnamekatheter - Ergothan

Toepassing

Voor de afname van urine of zelfkatheterisatie bij mannen.

Deze katheter is direct klaar voor gebruik.

Productinformatie

- Ergothan-tip (flexibele conische tip)
- Gepatenteerde afgeronde ogen (SoftCathEye)
- Sleeve; voor nontouch techniek



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3039832	LIQUICK X-TREME 1WK ERGTN CH10 43CM 851842-000100 STERIEL	30 st.	15 x 30 st.	16310659	
3002178	LIQUICK BASE INTERMITTEREND ERGOTHAN GECOAT CH8 30CM 630208 STERIEL	60 st.	18 x 60 st.	15322394	
3002174	LIQUICK BASE INTERMITTEREND ERGOTHAN GECOAT CH08 20CM 630108 STERIEL	60 st.	18 x 60 st.	15322343	
3002179	LIQUICK BASE INTERMITTEREND ERGOTHAN GECOAT CH10 30CM 630210 STERIEL	60 st.	11 x 60 st.	15322408	
3039833	LIQUICK X-TREME INTERMITTEREND ERGOTHAN GECOAT CH12 43CM 851842-000120 STERIEL	30 st.	15 x 30 st.	16310667	
3039835	LIQUICK X-TREME INTERMITTEREND ERGOTHAN GECOAT CH16 43CM 851842-000160 STERIEL	30 st.	1 x 30 st.	16310683	
3039834	LIQUICK X-TREME INTERMITTEREND ERGOTHAN GECOAT CH14 43CM 851842-000140 STERIEL	30 st.	15 x 30 st.	16310675	