

CareBag Bedpan Liner

Toepassing

Universele opvangzakken met absorberende inlegger en handige treksluiting. Geschikt voor elk type ondersteek en praktisch bij langdurige (zorg)opnames, thuiszorg, chirurgie, verloskunde en onder andere isoleerafdelingen.

Productinformatie

Q1 2022 krijgt dit product een nieuwe verpakking. Het product blijft exact hetzelfde. De huidige paarse verpakking wordt vervangen. Een voorbeeld van de nieuwe verpakking is te zien bij de afbeeldingen, het betreft de witte verpakking.

De nieuwe verpakking is steviger, heeft een betere opening en is makkelijk te dispensen. De nieuwe verpakking is voor 60 % gemaakt van gerecycled karton en 100 % recyclebaar!

De zakken zijn voorzien van een absorptiemat die tot wel 450 ml vloeistof kan omzetten in een vaste gel. Dit gebeurt in een korte tijd. Het absorptiematje onttrekt niet alleen vocht maar ook de geur. Na gebruik snoer je de zak dicht, waarna je de inhoud hygiënisch kunt afvoeren.

[button=<https://www.youtube.com/watch?v=pvcXt5Va-bg&list=UU-SOhiKgoEMNgj2pLRctE9g&index=10>]Instructiefilm[/button]



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3039936	CAREBAG ONDERSTEEKZAK BEDPAN LINER CB1	20 st.	18 x 20 st.		