

Arion

Arion Swash Gold Gloves geparfumeerd

Toepassing

De Swash Gold Gloves zijn washandjes met een ergonomische en unieke pasvorm. De bovengemiddelde lengte en een stevige naad zorgen ervoor een kwalitatief goede washand. Het doek is geproduceerd volgens de spunlace techniek en heeft een reliëf dat een aangenaam gevoel geeft op de huid.

Productinformatie

- pH-huidneutraal
- Dermatologisch getest
- Alcohol-, latex- en parabenenvrij
- Hypoallergene variant beschikbaar
- Reinigende en verzorgende ingrediënten zoals vitamine E
- Veroorzaakt geen irritaties op het hoornvlies of de iris



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3040806	ARION SWASH VOCHTIGE WASHAND GOLD GLOVES GEPARFUMEERD VERPAKKING VAN 8 STUKS B04070-8	1 st.	40 x 1 st.	15592472	
3049846	ARION SWASH VOCHTIGE WASHAND GOLD GLOVES GEPARFUMEERD VERPAKKING VAN 5 STUKS B04070-5	1 st.	60 x 1 st.		