

Arion Swash Hair Lotion

Toepassing

Verbeterde formule

Arion heeft bekend gemaakt dat per april 2019 Swash Hair Lotion een verbeterde formule heeft met een nieuw ingrediënt: Tocopherol.

Tocopherol, ook bekend als Vitamine E, is een antioxidant en essentiële vitamine voor de huid. Als antioxidant voorkomt Tocopherol oxidatie van de lotion. Oxidatie is een natuurlijk proces dat in gang gezet wordt, zodra een product blootgesteld wordt aan lucht. Hoewel dit proces geen invloed heeft op de effectiviteit en veiligheid van het product, kan het leiden tot verkleuring of een verandering in geur. Door het toevoegen van Tocopherol is de verbeterde formule stabiel en het product van hogere kwaliteit. Er zijn verschillende antioxidanten beschikbaar, door Arion is bewust voor Tocopherol gekozen, omdat dit tevens een essentiële vitamine voor de huid is. Het helpt bij voorkomen van jeuk en droogheid. Daarnaast verbetert het de elasticiteit van de huid.



Productinformatie

De Swash Hair Lotion is een speciale lotion dat het haar reinigt en verzorgt en daarna niet uitgespoeld hoeft te worden. Het vermindert de kans op kruisbesmetting omdat de flesjes persoonsgebonden zijn. De veelvuldige handelingen bij een haarwassing met water en shampoo worden overbodig, wat leidt tot minder stress en inspanning voor de zorgvrager en zorgverlener.

- Hypoallergeen
- pH-huidneutraal
- Hersluitbare flessen
- Dermatologisch getest
- Met tocopherol (vitamine E)
- Geschikt voor ieder haartype
- Alcohol-, latex- en parabenenvrij
- 2 tot 3 wasbeurten (afhankelijk van de lengte van het haar)

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3040817	ARION SWASH HAIR LOTION 100ML D04079-1	1 st.	14 x 1 st.	16211766	