

CareBag Toiletstoelzak

Toepassing

CareBag toiletstoelzakken (Commode Liner) met absorberende inleggers zijn speciaal ontworpen voor de zorg. Dankzij de opvangzakken is de toiletstoel zeer hygiënisch te gebruiken.

Productinformatie

Q1 2022 krijgt dit product een nieuwe verpakking. Het product blijft exact hetzelfde. De huidige paarse verpakking wordt vervangen. Een voorbeeld van de nieuwe verpakking is te zien bij de afbeeldingen, het betreft de witte verpakking.

De nieuwe verpakking is steviger, heeft een betere opening en is makkelijk te dispensen. De nieuwe verpakking is voor 60 % gemaakt van gerecycled karton en 100 % recyclebaar!

De toiletstoelzak kan in de emmer van de poststoel geplaatst worden, zodat de cliënt, desgewenst met hulp, gebruik kan maken van de toiletstoel. Door de absorberende inlegger worden vloeistoffen (tot wel 450 ml) omgezet in een gelachtige substantie en nare geurtjes geabsorbeerd. Gedurende de nacht kan de opvangcapaciteit verhoogd worden met 450 ml door een extra GelMax inlegger te gebruiken (te bestellen onder artikelnummer 3047324).

Na gebruik gooit u de zakken eenvoudig weg bij het huisvuil.

[button=<https://www.youtube.com/watch?v=yRjfuoTfz7g>]Instructiefilm[/button]



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3039937	CAREBAG TOILETSTOELZAK COMMODE LINER CB2	20 st.	18 x 20 st.		