

# Diversey Clax Plus 33B1 (automatische dosering) - vloeibaar wasmiddel

## Toepassing

Enzymatisch vloeibaar wasmiddel voor het wassen van alle soorten textiel.

## Productinformatie

Clax Plus is een compleet enzymatisch vloeibaar hoofdwasmiddel dat speciaal is ontwikkeld voor gebruik in commerciële, ziekenhuis- en interne wasserijen. Het product is ontworpen voor zowel handmatige als automatische dosering. Clax Plus kan toegepast worden in middelhard tot hard water op temperaturen tussen de 30-90°C. Clax Plus is geschikt voor het wassen van alle (gekleurde) katoenen en polyester/katoenen stoffen. Clax Plus is ideaal in te zetten in combinatie met Clax Plus Bright om maximaal voordeel te hebben van energiebesparingen en gereduceerde textielslijtage geboden door het Clax Plus Bright systeem.

Voor meer informatie en gebruiksaanwijzing kunt u het productinformatieblad onderaan deze pagina raadplegen.



## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                                          | Binnendoos | Overdoos  | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|
| 3014782   | DIVERSEY CLAX WASMIDDEL PLUS 33B1<br>20 L REF 7512105 | 1 st.      | 1 x 1 st. |           |         |