

Klinion Advanced

Kliniderm Foam PHMB

Toepassing

Kliniderm foam PHMB - Polyurethaan schuimverband voor matig tot sterk vocht afgevend, acute en gecompliceerde wonden.
Bevat PHMB en B-panthenol.

Productinformatie

- ☐ Bedekt met semi-permeabele polyurethaan (PU) film laag
- ☐ Creëert een vochtig wondmilieu dat de wondgenezing stimuleert
- ☐ Bevat 0.5% PHMB (polyhexamethyleen biguanide) en 0.1% B-panthenol
- ☐ PHMB zorgt voor de microbiologische regulering in de wondbedekker en doodt een breed spectrum aan bacteriën, virussen en schimmels
- ☐ B-panthenol verbetert de hydratatie van de huid
- ☐ Snelle absorptie van wondexsudaat dankzij de open, hydrofiele structuur van het schuimverband
- ☐ Toepasbaar onder compressiezwachtels

In te zetten bij:

- ☐ Decubitus en diabetische voet
- ☐ Ulcus Cruris (arterieel en veneus)
- ☐ 1e en 2e graads brandwonden
- ☐ Kritieke kolonisatie en geïnfecteerde wonden (alleen onder medisch toezicht)



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3016589	KLINION KLINIDERM FOAM PHMB WOUND DRESSING 5 X 5 CM 40515810 STERIEL	10 st.	16 x 10 st.	16543955	
3016590	KLINION KLINIDERM FOAM PHMB WOUND DRESSING 10 X 10 CM REF 40515811 *S*	10 st.	5 x 10 st.	16543963	
3016591	KLINION KLINIDERM FOAM PHMB WOUND DRESSING 10 X 20 CM REF 40515812 *S*	10 st.	9 x 10 st.	16543971	
3016592	KLINION KLINIDERM FOAM PHMB WOUND DRESSING 15 X 15 CM REF 40515813 *S*	10 st.	12 x 10 st.	16544005	

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3016593	KLINION KLINIDERM FOAM PHMB WOUND DRESSING 20 X 20 CM REF 40515814 *S*	10 st.	6 x 10 st.	16544013	