

EHOB antidecubituskussen

Toepassing

Comfortabel en effectief luchtkussen voor preventie en behandeling van decubitus in alle stadia. Door het lage profiel zorgt het kussen voor een stabiele ondersteuning. Het kussen is gemakkelijk mee te nemen en kan op elke stoel of rolstoel geplaatst worden.



Productinformatie

- Materiaal: hoogwaardig TPU (polyurethaan)
- Bacteriewerend
- 43x43x4 cm
- Kan gewicht tot 136 kg dragen
- Drukverdelend
- Producten voor EU gekenmerkt door paarse kleur
- LET OP: dit kussen dient opgepompt te worden met de EHOB handpomp (zie onder)

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3049318	EHOB STOELKUSSEN ANTIDECUBITUS 43X43X4CM MEDIUM VINLY TPU PAARS 4230A	1 st.	1 x 1 st.		