

Fresubin



Fresubin® 2kcal HP

Toepassing

Fresubin® 2Kcal HP is een hoog calorische en eiwitverrijkte polymere sondevoeding met MCT. Klinisch vrij van lactose, laag natriumgehalte.

Productinformatie

- Glutenvrij
- Uitstekende vetsamenstelling
- Hoog eiwitgehalte (10 g / 100 ml)
- Hoge energetische dichtheid (2,0 kcal/ ml)



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
-----------	--------------	------------	----------	-----------	---------