

Intersurgical zuigkatheter metrisch met vacuümcontrole

Toepassing

Slijm dat niet opgehoest kan worden, kan benauwdheid en luchtweginfecties veroorzaken. Voor het uitzuigen in de bovenste luchtwegen gebruikt men een (uit)zuigkatheter.

Productinformatie

- Metrisch
- Met vacuümcontrole
- Zachte, ronde tip (ideal), verlaagt kans op weefselschade
- Atraumatische tip
- Twee laterale, gladde openingen



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3051989	INTERSURGICAL ZUIGKATHETER IDEAL TIP MET VACUÛMCONTROLE METRISCH 40CM CH8 01961081 STERIEL	100 st.	6 x 100 st.		