

DCT Ongecoate afnamekatheters - Nelaton - 50 stuksverpakking

Toepassing

Voor de afname van urine of zelfkatheterisatie bij mannen en vrouwen.



Productinformatie

Dit is een ongecoate katheter. De katheter altijd gebruiken in combinatie met glijmiddel, zoals bijvoorbeeld Instillagel of Endosgel.

- Materiaal: PVC
- Rechte punt
- Lengte 40 cm
- Verpakt per 50 stuks
- 2 zij-ogen

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3052115	DCT INTERMITTEREND NELATON ONGECOAT CH08 40CM F5 1302 STERIEL	50 st.	12 x 50 st.	16755065	
3006081	DCT INTERMITTEREND NELATON ONGECOAT CH10 40CM F5 1303 STERIEL	50 st.	12 x 50 st.	16755073	
3006082	DCT INTERMITTEREND NELATON ONGECOAT CH12 40CM F5 1304 STERIEL	50 st.	12 x 50 st.	16755081	
3006083	DCT INTERMITTEREND NELATON ONGECOAT CH14 40CM F5 1305 STERIEL	50 st.	12 x 50 st.	16755103	
3006084	DCT INTERMITTEREND NELATON ONGECOAT CH16 40CM F5 1306 STERIEL	50 st.	12 x 50 st.	16755111	
3006085	DCT INTERMITTEREND NELATON ONGECOAT CH18 40CM F5 1307 STERIEL	50 st.	12 x 50 st.	16755138	