

Intersurgical duodenaalsonde met X-ray

Toepassing

Een duodenaalsonde dient voor het opvangen van spijsverteringssappen, maar kan ook gebruikt worden om voeding toe te dienen in het duodenum.

Productinformatie

- Zichtbaar onder röntgendoorlichting
- Met markeringspunten
- PVC
- 4 openingen
- DEHP-vrij
- Type Levin
- Universele kleurcodering, voor eenvoudige identificatie



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3051977	INTERSURGICAL DUODENAALSONDE LEVIN X-RAY 4 OPENINGEN 125CM CH12 153012 STERIEL	1 st.	100 x 1 st.		
3051978	INTERSURGICAL DUODENAALSONDE LEVIN X-RAY 4 OPENINGEN 125CM CH14 153014 STERIEL	1 st.	100 x 1 st.		
3051980	INTERSURGICAL DUODENAALSONDE LEVIN X-RAY 4 OPENINGEN 125CM CH16 153016 STERIEL	1 st.	100 x 1 st.		
3051981	INTERSURGICAL DUODENAALSONDE LEVIN X-RAY 4 OPENINGEN 125CM CH18 153018 STERIEL	1 st.	100 x 1 st.		