

Lofric Classic gecoate afnamekatheter Nelaton

Toepassing

Voor de afname van urine of zelfkatheterisatie bij mannen en vrouwen

Productinformatie

- Materiaal POBE (PolyOlefin-Based Elastomer), een kunststof op basis van uitsluitend koolstof en waterstof, zonder weekmakers en phtalaten
- Nelaton tip
- Lengte 40 cm
- Voor gebruik door mannen en vrouwen
- Hechtstrip aan achterzijde om verpakking op te hangen
- Activeren van de coating met schoon of steriel water
- Beschikbaar in maten voor mannen, vrouwen en kinderen.
- Kan worden aangesloten op een standaardopvangzak voor urine.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3001479	LOFRIC INTERMITTEREND NELATON / POBE GECOAT CH08 40CM 4000865 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.	15540243	
3001480	LOFRIC INTERMITTEREND NELATON / POBE GECOAT CH10 40CM 4001065 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.	15540251	
3029365	LOFRIC INTERMITTEREND NELATON / POBE GECOAT CH12 40CM 4001265 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.	15540278	LOFRC1
3029366	LOFRIC INTERMITTEREND NELATON / POBE GECOAT CH14 40CM 4001465 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.	15540286	LOFRC1
3032593	LOFRIC INTERMITTEREND NELATON / POBE GECOAT CH16 40CM 4001665 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.	15540308	
3001481	LOFRIC INTERMITTEREND NELATON / POBE GECOAT CH18 40CM 4001865 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.	15540316	
3001482	LOFRIC INTERMITTEREND NELATON / POBE GECOAT CH20 40CM 4002065 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.	15540332	
3001483	LOFRIC INTERMITTEREND NELATON / POBE GECOAT CH22 40CM 4002265 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.	15540340	