

Lofric Classic gecoate afnamekatheter Nelaton (Vrouw)

Toepassing
Voor de afname van urine of zelfkatheterisatie van vrouwen

- Productinformatie**
- Materiaal POBE (PolyOlefin-Based Elastomer), een kunststof op basis van uitsluitend koolstof en waterstof, zonder weekmakers en phtalaten
 - Nelaton tip
 - Lengte 15 of 20 cm
 - Voor gebruik door vrouwen
 - Hechtstrip aan achterzijde om verpakking op te hangen
 - Activeren van de coating met schoon of steriel water
 - Kan worden aangesloten op een standaardopvangzak voor urine.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3001505	LOFRIC INTERMITTEREND NELATON / POBE GECOAT CH08 20CM 4030865 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.	15540545	
3054004	LOFRIC INTERMITTEREND NELATON / POBE GECOAT CH08 15CM 4040865 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.	15540502	
3001516	LOFRIC INTERMITTEREND NELATON / POBE GECOAT CH10 15CM 4041065 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.	15540510	
3001506	LOFRIC INTERMITTEREND NELATON / POBE GECOAT CH10 20CM 4031065 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.	15540553	
3035095	LOFRIC INTERMITTEREND NELATON / POBE GECOAT CH12 15CM 4041265 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.	15540529	
3016437	LOFRIC INTERMITTEREND NELATON / POBE GECOAT CH12 20CM 4031265 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.	15540561	LOFRC1
3016440	LOFRIC INTERMITTEREND NELATON / POBE GECOAT CH14 15CM 4041465 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.	15540537	
3030158	LOFRIC INTERMITTEREND NELATON / POBE GECOAT CH14 20CM 4031465 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.	15540588	LOFRC1
3001507	LOFRIC INTERMITTEREND NELATON / POBE GECOAT CH16 20CM 4031665 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.	15540596	
3001508	LOFRIC INTERMITTEREND NELATON / POBE GECOAT CH18 20CM 4031865 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.	15540618	