

Lofric

Lofric Classic gecoate afnamekatheter Tiemann

Toepassing
Voor de afname van urine of zelfkatheterisatie bij mannen en vrouwen

- Productinformatie**
- Materiaal: POBE, polyolefin-gebaseerd elastomer, vrij van PVC en weekmakers
 - Ronde gebogen tip
 - Afgeronde katheterogen
 - Lengte 40 cm
 - Voor gebruik door mannen
 - Voorzien van hechtstrip aan achterzijde om verpakking op te hangen



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3001520	LOFRIC INTERMITTEREND TIEMANN / POBE GECOAT CH10 40CM 4051065 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.	15540626	
3001521	LOFRIC INTERMITTEREND TIEMANN GECOAT CH12 40CM 4051265 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.	15540634	
3038872	LOFRIC INTERMITTEREND TIEMANN / POBE GECOAT CH14 40CM 4051465 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.	15540642	
3001522	LOFRIC INTERMITTEREND TIEMANN GECOAT CH16 40CM 4051665 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.	15540650	
3038785	LOFRIC INTERMITTEREND TIEMANN / POBE GECOAT CH18 40CM 051865 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.	15540669	