

Lofric Classic gecoate afnamekatheter Pediatric

Toepassing
Voor de afname van urine of zelfkatheterisatie bij mannen en vrouwen

- Productinformatie**
- Materiaal: POBE, polyolefin-gebaseerd elastomer, vrij van PVC en weekmakers
 - Nelaton katheter
 - Ronde Nelaton tip
 - Afgeronde katheterogen
 - Lengte 20 of 30 cm
 - Voor gebruik door kinderen
 - Voorzien van hechtstrip aan achterzijde om verpakking op te hangen



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3001488	LOFRIC INTERMITTEREND NELATON / POBE GECOAT CH06 20CM 4010665 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.	15540375	
3001498	LOFRIC INTERMITTEREND NELATON / POBE GECOAT CH08 30CM 4020865 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.	15540480	
3001490	LOFRIC INTERMITTEREND NELATON / POBE GECOAT CH10 20CM 4011065 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.	15540405	
3001502	LOFRIC INTERMITTEREND NELATON / POBE GECOAT CH10 30CM 4021065 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.	15540499	