

Lofric Primo gecoate afnamekatheter Nelaton (Man en vrouw)

Toepassing

Voor de afname van urine of zelfkatheterisatie bij mannen en vrouwen

Productinformatie

- Materiaal: POBE, polyolefin-gebaseerd elastomer, vrij van PVC en weekmakers
- Ronde Nelaton tip
- Afgeronde katheterogen
- Lengte 40cm
- Voor gebruik door mannen en vrouwen
- Voorzien van grote lus voor het openen en ophangen
- Voorzien van hechtstrip aan achterzijde om verpakking op te hangen
- Geïntegreerde inbrenghulp. Stevige grip zonder dat u de katheter met uw vingers hoeft aan te raken
- Opvouwbaar en discreet



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3054006	LOFRIC PRIMO INTERMITTEREND NELATON GECOAT + WATERSACHET CH08 40CM4100865 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.	15540901	
3036364	LOFRIC PRIMO INTERMITTEREND NELATON / POBE + WATERSACHET GECOAT CH1040CM4101065 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.	15540928	
3030323	LOFRIC PRIMO INTERMITTEREND NELATON / POBE + WATERSACHET GECOAT CH1240CM4101265 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.	15540936	LOFRC1
3016608	LOFRIC PRIMO INTERMITTEREND NELATON / POBE + WATERSACHET GECOAT CH1440CM4101465 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.	15540944	LOFRC1
3036692	LOFRIC PRIMO INTERMITTEREND NELATON / POBE + WATERSACHET GECOAT CH1640CM4101665 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.	15540952	
3001553	LOFRIC PRIMO INTERMITTEREND NELATON / POBE WATERSACHET GECOAT CH18 40CM4101865 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.	15540960	