

Bard

BARD LATEX PTFE GECOAT 2-WEG NELATON VERBLIJFSKATHETR

Toepassing

Katheter voor de afvoer van urine, wordt voor langere tijd in de blaas ingebracht.

Productinformatie

- Gebruiksduur maximaal 4 weken
- Ballon 10ml
- Lengte 26cm geschikt voor vrouwen
- Latex omhuld met PTFE coating



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
-----------	--------------	------------	----------	-----------	---------