

## Depend Inlegverband

### Toepassing

Depend inlegverbanden zijn geschikt voor zeer licht tot matig urineverlies bij vrouwen. Het inlegverband is te dragen in normaal (goed aansluitend) elastisch ondergoed en is verkrijgbaar in verschillende varianten.

### Productinformatie

- Depend Ultra Mini is individueel verpakt
- Naar het lichaam gevormd verband met opstaande elastische zijanten voor extra bescherming
- ABSORB-LOC<sup>®</sup> kern voor een droog en fris gevoel
- Snelrogerende superzachte bovenlaag voor maximale bescherming en comfort

<https://www.youtube.com/watch?v=4d-lhOtYGWw>



## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                                                         | Binnendoos | Overdoos   | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 3039339   | DEPEND INLEGVERBAND ULTRA MINI MET PLAKSTRIP 6X19CM 80 ML 1560       | 22 st.     | 6 x 22 st. | 16235789  |         |
| 3060427   | DEPEND INLEGVERBAND MINI MET PLAKSTRIP 8X23,5CM 185 ML 1561          | 14 st.     | 6 x 14 st. | 16235800  |         |
| 3039332   | DEPEND INLEGVERBAND NORMAL MET PLAKSTRIP 9X23,8CM 245 ML 1562        | 14 st.     | 6 x 14 st. | 16235827  |         |
| 3039333   | DEPEND INLEGVERBAND NORMAL PLUS MET PLAKSTRIP 9,2X27,6 CM 366ML 1563 | 12 st.     | 6 x 12 st. | 15141578  |         |
| 3053674   | DEPEND INLEGVERBAND EXTRA MET PLAKSTRIP 9,2X31,5 CM 513ML 1564       | 10 st.     | 6 x 10 st. | 15141594  |         |
| 3054317   | DEPEND INLEGVERBAND SUPER MET PLAKSTRIP 9,2X36,5CM 638ML 1565700     | 8 st.      | 6 x 8 st.  | 16235894  |         |
| 3054318   | DEPEND INLEGVERBAND SUPER NIGHT MET PLAKSTRIP 13X40 CM 808ML 1566702 | 6 st.      | 6 x 6 st.  | 16235916  |         |
| 3054319   | DEPEND INLEGVERBAND MAXIMUM NIGHT MET PLAKSTRIP 13X40CM 953 ML 1567  | 6 st.      | 6 x 6 st.  | 16210786  |         |