

Depend Flex


Toepassing

Depend Flex is een handig, ééndelig systeem voor matige tot zware en dubbele incontinentie. De speciale heupband geeft het voordeel dat het verband eenvoudig aan te brengen is: of u nu ligt of staat. Het zachte en huidvriendelijk materiaal van de heupband en de beenelastieken maakt het dragen prettig, terwijl de sterk absorberende kern vocht vasthoudt en geurtjes neutraliseert.

Productinformatie

- Speciale heupsluiting, bespaart tijd bij het aanleggen
- Katoenzachte buitenkant, geluidsarm voor maximale discretie
- Brede, zachte heupelastieken voor optimaal draagcomfort

<https://www.youtube.com/watch?v=CZfos1xTBaw>



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3000694	DEPEND FLEX SUPER PLUS MEDIUM HPBND 70-115 CM 2900ML 1762	14 st.	4 x 14 st.	15273644	
3000695	DEPEND FLEX SUPER PLUS LARGE HPBND 90-135 CM 3400ML 1763	14 st.	4 x 14 st.	15273628	