

Tena Slip Proskin

Toepassing

Tena Slip ProSkin is een eendelig, absorberend incontinentiemateriaal voor mannen en vrouwen, en is verkrijgbaar in verschillende maten en absorptiecapaciteiten.



Productinformatie

- TENA Slip Junior en Slip Extra Small zijn geschikt voor kinderen
- Hersluitbare klittenbandstrips
- Zacht ademende materiaal, dit zorgt voor comfort en gezonde huidconditie
- Opstaande vochtafstotende randjes minimaliseren kans op doorlekken
- Urine-indicator verandert van geel naar blauw als het product verzadigd raakt

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3054150	TENA SLIP PLUS 49-74CM EXTRA SMALL PROSKIN 30ST 710430	30 st.	3 x 30 st.	15614549	
3050289	TENA SLIP MAXI ACTIVE FIT 92-144CM LARGE 711049	22 st.	3 x 22 st.	16213947	
3050913	TENA JUNIOR PLAKSLIP XXS 50-60CM 1500ML 700028	32 st.	4 x 32 st.	16225406	
3053049	TENA PLUS PLAKSLIP EXTRA LARGE 120-160 2466ML 711021	30 st.	3 x 30 st.	16298365	
3064773	TENA PROSKIN PLKSLP PLUS S 56-85CM 1539ML 712131	30 st.	3 x 30 st.	14944855	
3064691	TENA PROSKIN PLKSLP PLUS L 92-144CM 2410ML 712138	30 st.	3 x 30 st.	14944871	
3064801	TENA PROSKIN PLKSLP SUPER M 73-122CM 2483ML 712135	28 st.	3 x 28 st.	15614654	
3053060	TENA SUPER PLAKSLIP EXTRA LARGE 120-160 3187ML 711023	28 st.	3 x 28 st.	16298373	
3064690	TENA PROSKIN PLKSLP MAXI M 73-122CM 3155ML 712136	24 st.	3 x 24 st.	15487024	
3054159	TENA SLIP PROSKIN MAXI LARGE 92-144CM 711024	24 st.	3 x 24 st.	15487032	
3053062	TENA MAXI PLAKSLIP EXTRA LARGE 120-160 4050ML 711026	24 st.	3 x 24 st.	16298403	

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3054339	TENA PROSKIN PLKSLP ULTIMA M 73-122CM 3728ML 712137	21 st.	3 x 21 st.	15490416	
3064696	TENA PROSKIN PLKSLP ULTIMA L 92-144CM 4435ML 712141	21 st.	3 x 21 st.	15490408	
3040233	TENA ULTIMA PLAKSLIP XL 120-160 4700ML 710622	18 st.	3 x 18 st.	16298381	
3052772	TENA BARIATRIC PLAKSLIP XXL 163-178 2560ML 61490	32 st.	2 x 32 st.	16604911	
3050718	TENA SLIP BARIATRIC SUPER 175-244CM 3XL 61391	8 st.	4 x 8 st.	16604954	
3059648	TENA SLIP ULTIMA ACTIVE FIT MEDIUM 73-122CM 3728ML 710721	21 st.	3 x 21 st.	16214099	
3064491	TENA SLIP ULTIMA ACTIVE FIT LARGE 92-144CM 4435ML 710821	21 st.	3 x 21 st.	16214072	
3058931	TENA SLIP ORIGINAL MAXI MED 73-122CM PRS 212024-21	24 st.	3 x 24 st.		
3058930	TENA SLIP ORIGINAL MAXI LARGE 92-144CM PAARS A03912	24 st.	3 x 24 st.		
3064697	TENA PROSKIN PLKSLP SUPER L 92-144CM 2670ML 712139	28 st.	3 x 28 st.	15614646	