

Tena Men

Toepassing

Tena Men inlegverbanden zijn speciaal ontworpen voor mannen met licht tot zwaar urineverlies. De absorberende kern zorgt voor bescherming tegen doorlekken en sluit ongewenste geurtjes en vocht in.



Productinformatie

- Anatomisch gevormd, speciaal voor mannen
- Ademende achterzijde voor verhoogd comfort en discretie
- Zacht absorptielaagje: laat urine snel door en houdt de huid droog

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3065492	TENA MEN PROTECTIVE SHIELD EXTRA LIGHT 17,5X13,5CM 140ML 750535	14 st.	8 x 14 st.	16145488	
3065412	TENA MEN LEVEL 1 275ML 20X23CM 750703	24 st.	6 x 24 st.	15557383	
3065460	TENA MEN LEVEL 2 23X27CM 450ML 750706	20 st.	6 x 20 st.	14769085	
3065463	TENA MEN LEVEL 3 24X27CM 710ML 750708	16 st.	6 x 16 st.	15640663	
3065491	TENA MEN ACTIVE FIT PLUS PANTS LARGE/XL 95-130CM 1010ML 772640	10 st.	4 x 10 st.	16529626	