

Tena Fix Cotton Special Stretchbroekjes

Toepassing

Dit uiterst comfortabele stretchbroekje van katoen lijkt op normaal ondergoed en biedt extra bescherming bij urineverlies door het absorberende TENA product veilig op de plaats te houden



Productinformatie

- Kleurcodering en productinformatie aan de binnenzijde van de tailleband voor gemakkelijke identificatie
- Breed elastiek rond de taille en benen en extra elastiek in het kruis
- Circa 50 wasbeurten
- Wasbaar op 60 graden, mag in de droger
- 71% katoen, 25% polyester en 4% elasthaan

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3053639	TENA FIX COTTON SPECIAL STRETCHBROEK MEDIUM 70-90CM 756604	1 st.	34 x 1 st.	16607090	
3053680	TENA FIX COTTON SPECIAL STRETCHBROEK LARGE 80-100CM 756606	1 st.	28 x 1 st.	16607104	
3053682	TENA FIX COTTON SPECIAL STRETCHBROEK XLARGE 95-120CM 756607	1 st.	28 x 1 st.	16607112	
3053662	TENA FIX COTTON SPECIAL FIXATIEBROEK 110-140CM XXLARGE 756608	1 st.	24 x 1 st.	14310848	