

Mesoft non woven kompres

Toepassing

Mesoft, absorberend non-woven kompres; voor het reinigen en tamponeren van wonden. Het zachte plooibare kompres is structuur- en vormvast, ook in natte toestand. Het kompres heeft een goed absorptievermogen.

Productinformatie

Toepassing:

Reinigen en/of desinfecteren van wonden, huid of instrumenten

Specificatie:

- non-woven
- 67% viscose, 33% polyester
- 4-laags
- zonder bindmiddel
- zacht en plooibaar
- structuur- en vormvast
- goed absorptievermogen



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3000470	MESOFIT NONWOVEN KOMPRES 5X5CM 4LAGEN 40G 156015	100 st.	32 x 100 st.		
3000476	MESOFIT NONWOVEN KOMPRES 10X10CM 4LAGEN 40G 1ST 156315	100 st.	56 x 100 st.		