

## Heka fix trauma zwachtel 10CM x 18CM steriel

### Toepassing

Het traumazwachtel is een multi-functioneel verbandmiddel welke meerdere eerste hulpmiddelen combineert in één effectief en eenvoudig aan te brengen product. Het stevige, sterk absorberende wondkussen kan ruim tienmaal zijn eigen gewicht aan vloeistof opnemen. Dankzij het drukverband kan er snel en direct druk worden uitgeoefend, die door fixatie met de klittenbandsluiting, aan het eind van de zwachtel, behouden blijft.



### Productinformatie

- Sterk absorberend niet-verklevend wondkussen
- Drukverband door stevig lange rek zwachtel
- Supersnelle applicatie en fixatie door middel van klittenbandsluiting
- Vacuüm verpakt

## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                                                 | Binnendoos | Overdoos    | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|---------|
| 3059500   | HEKA FIX TRAUMA ZWACHTEL 10CMX18CM<br>STERIEL VA0810 STERIEL | 25 st.     | 10 x 25 st. | 15736717  |         |