

Hekura blaaskatheterisatieset

Toepassing

Blaaskatheterisatieset voor het inbrengen van een verblijfskatheter.

Productinformatie

- 1 nierbekken van wit kunststof
- 1 steriel veld met polyethyleenlaag 55x60cm, gevouwen om de set
- 1 afdekdoek 55x60cm blauw
- 1 bakje 250ml met 5 wattenbollen van 0.9 gram
- 1 klitbag (afvalzakje) met kleeftaag
- 2 handschoenen maat large in foedraal
- 1 spuit met 10ml aqua dest (steriel water)
- 1 spuit 10ml leeg
- 5 gram Lubricating Jelly
- 1 wis-wasdoekje 20x20cm 8 laags



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3057038	HEKURA BLAASKATHETERISATIESET SE1020	1 st.	16 x 1 st.	14882043	