

URIFIX CONDOOMKATHETER FIXATIEBAND

Toepassing

Zelfklevend, huidvriendelijk fixatieband van polyurethaan; voor fixeren van externe katheter (condoomkatheter) rondom de penis. Latexvrij. Plakt niet op huid, maar kleeft aan zichzelf; daarom in 2 lagen aanbrengen.

Productinformatie

- fixatieband
- polyurethaan foam met natuurlijke latex
- zelfklevend
- kleeft aan zichzelf
- afmeting: 4.5mx3cm



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
-----------	--------------	------------	----------	-----------	---------