

# Leukopor

## Leukopor hechtpleister non woven

### Toepassing

Fixatiepleister op basis van polyester/viscose folie met hypo-allergene polyacrylaat kleefmassa. Voor de gevoelige huid. Waterafstotend en lucht- en waterdampdoorlatend. Scheurbaar. Voor fixatie van o.a. kompressen.

### Productinformatie

- Scheurbaar
- Verkrijgbaar met ring, zonder ring en in dispenser



## Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3034667	LEUKOPOR NONWOVEN HECHTPLEISTER WIT 9.2MX1.25CM 02453-00	24 st.	10 x 24 st.	13900005	LEUKP9
3008170	LEUKOPOR NONWOVEN HECHTPLEISTER IN DISPENSER WIT 9.2MX2.5CM 76447-00	12 st.	10 x 12 st.	14340917	
3033778	LEUKOPOR NONWOVEN HECHTPLEISTER WIT 9.2MX2.5CM 02454-00	12 st.	10 x 12 st.	13856049	LEUKP9
3034668	LEUKOPOR NONWOVEN HECHTPLEISTER WIT 9.2MX5CM 02455-00	6 st.	10 x 6 st.	14068397	LEUKP
3029153	LEUKOPOR NONWOVEN HECHTPLEISTER MET RING 5MX1.25CM 02471-00	24 st.	10 x 24 st.	12200964	
3033621	LEUKOPOR NONWOVEN HECHTPLEISTER MET RING WIT 5MX5CM 02474-00	6 st.	10 x 6 st.	12200980	LEUKP5
3037898	LEUKOPOR NONWOVEN HECHTPLEISTER MET RING WIT 5MX2.5CM 02472-00	12 st.	10 x 12 st.	12200972	