

Steri-Strip



Steristrip 6 stuks op strip - steriel

Toepassing

Steri-Strip hechtstrips zijn versterkte strips vervaardigd uit microporeus materiaal voor een snelle, effectieve wondsluiting. De strips zijn snel en makkelijk aan te brengen en houden de wondranden van een scheur- of snijwond samen. De wondheling wordt bevorderd doordat de treksterkte van de wond snel toeneemt.



Productinformatie

- De Steri-Strip wordt verkocht per velletje van 1x 6 strips
- Verkrijgbaar in diverse afmetingen.

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3040834	3M STERI-STRIP WONDHECHTSTRIP 6X38MM 6 STRIPS OP 1 VEL 1542P-1	1 st.	20 x 1 st.	13994859	