

## Jelonet zalfkompres paraffine - steriel

### Toepassing

Steriele geïmpregneerde wondcontactlaag, witte paraffine in niet-rafelend wijdmazig gaas. Werkt verzachtend en verkleeft niet aan de wond en zorgt ervoor dat wondvocht door absorberend kompres wordt opgenomen.



### Productinformatie

## Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3033069	JELONET ZALFKOMPRES PARAFFINE 5X5CM 7403 STERIEL	50 st.	12 x 50 st.	13111647	JELOG5
3033070	JELONET ZALFKOMPRES PARAFFINE 10 X 10 CM GAAS REF 7409 *S*	100 st.	9 x 100 st.	12316318	
3033068	JELONET ZALFKOMPRES GAAS MET PARAFFINE 40 X 10 CM REF 7459 *S*	10 st.	6 x 10 st.	12302562	JELOG1
3013625	JELONET ZALFKOMPRES PARAFFINE 10X10CM 7404 STERIEL	10 st.	12 x 10 st.	12200190	