


Hekasoft splitkompres non woven - steriel

Toepassing

Steriel non-woven kompres met y-vormige split voor de absorptie van secretie bij gebruik van een drain of canule. Van absorberend vezelmateriaal, 67% viscose en 33% polyester. Gevouwen in 4 lagen. Per 2 stuks verpakt.



Productinformatie

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3057113	HEKASOFT NONWOVEN SPLITKOMPRES 10X10CM PER 2ST VERPAKT STERIEL NK0517	160 st.	8 x 160 st.	14195240	
3057112	HEKASOFT NONWOVEN SPLITKOMPRES 5X5CM PER 2ST VERPAKT STERIEL NK0516	100 st.	20 x 100 st.	15344711	