

Tracoe cleaning swabs

Toepassing

De Tracoe Cleaning Swabs zijn buigbare wattenstaafjes met polyurethaan sponspunt. Het kan gebruikt worden voor het reinigen van tracheostomietubes/canules met een binnendiameter van 8 tot 14 mm.

Productinformatie

- Plastic staafje.
- Sponstip van polyurethaan.
- Large.
- Eenmalig gebruik.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3044741	TRACOE CLEANING SWAB LARGE VOOR TRACHEOSTOMIE TUBES 936	1 st.	50 x 1 st.	14791803	