

HUDSON HIGH CONCENTRATION ZUURSTOFMASKER

Toepassing

De Hudson High Concentration Zuurstofmasker is een masker voor hoge concentratie. Het is een doorzichtige, zachte vinyl masker voor het comfort voor de patiënt en visuele beoordeling. De adapter draait om de positie van de patiënt aan te passen.

Productinformatie

- Ontwerp onder de kin voor een uitstekende pasvorm voor verschillende gezichtsmaten
- Verstelbare neusklem zorgt voor een comfortabele pasvorm
- Reservoirzak van 750 ml
- 200cm sterlumen slang



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3058596	HUDSON ZUURSTOFMASKER HIGH CONCENTRATION 41007	1 st.	50 x 1 st.		