

Genius 3 Oorthermometer

Toepassing

De thermometer is zeer geschikt voor professioneel gebruik en wordt veelvuldig in ziekenhuizen, instellingen en bij huisartsenpraktijken gebruikt. De Genius 3 thermometer is de enige ijkbare/kalibreerbare thermometer op de markt. Deze professionele oorthermometer is zeer accuraat en betrouwbaar.



Productinformatie

- Extra kapjes bij te bestellen : artikelnummer 3033595. (Geschikt voor Genius 2 en genius3)
- Eenvoudig in gebruik en bij patiënten van alle leeftijden toepasbaar, van neonaten tot volwassenen
- Meetresultaat binnen 1-2 seconden beschikbaar
- Peak Select System analyseert 100 aparte metingen, daardoor een nauwkeurigheid van +/- 0,1°C (36,7°C tot 38,9°C)
- Meetbereik van 33,0°C tot 42,0°C
- Equivalente temperaturen beschikbaar; oraal, axillair, rectaal of binnenste kerntemperatuur

Let op: Bij ingebruikname van de Genius 3, deze in de modus [rectal] zetten. Er kunnen afwijkingen ontstaan ten opzichte van de Genius 2 en protocollen in de zorg. Zie in manual pagina 135 [Biotech Modus] hoe dit is in te stellen.

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3058173	GENIUS 3 TYMPANIC THERMOMETER 303013	1 st.	99999 x 1 st.		