

Klinion

Klinion NW Draincompres - nonwoven splitkompres - steriel

Toepassing

Klinion NW Draincompres is een nonwoven splitkompres dat geschikt is voor het afdekken van de insteekopening van drains, sondes en katheters. De inkeping in het kompres wordt rondom de drain geplaatst. Bij gebruik van een tweede splitkompres wordt deze in tegengestelde richting aangebracht.

Productinformatie

- Vervaardigd van 67% viscose en 33% polyester
- Nonwoven materiaal zonder bindmiddelen
- Gevouwen in 4 lagen met Y-vormige split



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3017062	KLINION NW DRAINCOMPRES SPLITKOMPRES 5 X 5 CM 4 LAGEN 50 X 2 ST REF 175050 *S*	100 st.	20 x 100 st.	13755331	SPLIK5
3017063	KLINIPRESS NW DRAINCOMPRES SPLITKOMPRES 10X10CM 4LAGEN STERIEL 50X2ST 175051	100 st.	16 x 100 st.	13755358	SPLIK1