

# Klinion

## Klinion NW Draincompres - nonwoven splitkompres - steriel

### Toepassing

Klinion NW Draincompres is een nonwoven splitkompres dat geschikt is voor het afdekken van de insteekopening van drains, sondes en katheters. De inkeping in het kompres wordt rondom de drain geplaatst. Bij gebruik van een tweede splitkompres wordt deze in tegengestelde richting aangebracht.

### Productinformatie

- Vervaardigd van 67% viscose en 33% polyester
- Nonwoven materiaal zonder bindmiddelen
- Gevouwen in 4 lagen met Y-vormige split



## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                                                                         | Binnendoos | Overdoos     | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------|
| 3017062   | KLINION NW DRAINCOMPRES<br>SPLITKOMPRES 5 X 5 CM 4 LAGEN 50 X<br>2 ST REF 175050 *S* | 100 st.    | 20 x 100 st. | 13755331  | SPLIK5  |
| 3017063   | KLINIPRESS NW DRAINCOMPRES<br>SPLITKOMPRES 10X10CM 4LAGEN STERIEL<br>50X2ST 175051   | 100 st.    | 16 x 100 st. | 13755358  | SPLIK1  |