

Medicomp non woven kompres 4 laags - steriel

Toepassing

Medicomp nonwoven kompres is gemaakt met een fijnmazig materiaalstructuur waardoor deze een betere vochtverdeling geeft. Deze materiaalstructuur zorgt voor minder pluizen en verkleving.

Productinformatie

-
-
-
-

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3058458	MEDICOMP 7,5X7,5CM N/W GAAS 4-LAAGS -S- 421723/4 STERIEL	50 st.	12 x 50 st.		