

Leukoplast hechtpleister

Toepassing

Leukoplast is een universele traditioneel hechtpleister met goede kleefkracht. Voor fixatie van alle soorten en maten verbanden.

Productinformatie

- Geschikt voor de normale huid
- Poreus, star en moeilijk scheurbaar
- Viscose
- Zinkoxide-rubber kleefmassa



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3034671	LEUKOPLAST HECHTPLEISTER TEXTIEL MET RING 5MX1.25CM HUIDSKLEUR 01521-00	24 st.	10 x 24 st.	12200948	LEUKP
3034672	LEUKOPLAST HECHTPLEISTER TEXTIEL MET RING 5MX2.5CM HUIDSKLEUR 1522	12 st.	10 x 12 st.	12200956	LEUKP
3034689	LEUKOPLAST HECHTPLEISTER TEXTIEL MET RING 9.2MX1.25CM HUIDSKLEUR 01536-00	24 st.	10 x 24 st.	13933531	LEUKP9
3034690	LEUKOPLAST HECHTPLEISTER TEXTIEL MET RING 9.2MX2.5CM HUIDSKLEUR 01537-00	12 st.	10 x 12 st.	13933558	LEUKP9
3033855	LEUKOPLAST HECHTPLEISTER TEXTIEL MET RING 9.2MX5CM HUIDSKLEUR 01539-00	6 st.	10 x 6 st.	13933566	LEUKP9