

CARESENS TESTSTRIPS

Toepassing

CareSens N, glucoseteststrip; voor het meten van de hoeveelheid glucose in het bloed. Geschikt voor startset Caresens N Premier, Caresens N pop.

Productinformatie

-CareSens N, glucoseteststrip; voor het meten van de hoeveelheid glucose in het bloed.

De glucoseteststrip dient samen met de CareSens N of de CareSens N POP bloedglucosemeter gebruikt te worden. De glucoseteststrip heeft 0.5µl bloed nodig om de meting uit te kunnen voeren. De testduur bedraagt 5 seconden. De glucoseteststrip is voorzien van een controlevenster, dit venster moet volledig gevuld zijn met bloed om een nauwkeurig testresultaat te verkrijgen. Bewaar de teststrips altijd in de oorspronkelijke verpakking bij een temperatuur van 1-30°C. De verpakking met 10 teststrips is uitsluitend verkrijgbaar in het startpakket.

Specificatie:

- ☐ glucoseteststrip
- ☐ voor CareSens N of CareSens N POP bloedglucosemeter
- ☐ hoeveelheid bloed 0.5µl
- ☐ testduur 5 seconden

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3037899	CARESENS TESTSTRIPS BLOEDGLUCOSE 50ST 261104	50 st.	50 x 50 st.	15954714	

