

CONTOUR NEXT TESTSTRIPS 25ST

Toepassing

Contour Next; zelfcoderende glucoseteststrip voor het meten van de hoeveelheid glucose in het bloed. Geschikt voor Startset Contour Next

Productinformatie

Contour Next; zelfcoderende glucoseteststrip voor het meten van de hoeveelheid glucose in het bloed.

De glucoseteststrip heeft 0.6µl bloed nodig om de meting uit te voeren. De bloeddruppel en/of de controlevloeistof wordt door de teststrip opgezogen en met multi-pulse technologie (7x) meerdere keren getest, waardoor een zeer accuraat resultaat wordt verkregen. De testduur bedraagt 5 seconden. De teststrip dient samen met de Contour XT of een van de Contour Next bloedglucosemeters gebruikt te worden. Coderen voorafgaand aan een test is niet nodig: de strip doet dit automatisch.

De strips zijn niet gevoelig voor interferentie van veel voorkomende stoffen.

De verpakking met 10 teststrips is uitsluitend verkrijgbaar in het startpakket.

Specificatie:

- ☐ benodigde hoeveelheid bloed 0.6µl
- ☐ testduur 5 seconden
- ☐ gebruiken met Contour XT of een van de Contour Next bloedglucosemeters
- ☐ geen codering nodig

Toepassen voor:

- ☐ het meten van de hoeveelheid glucose in het bloed



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3029249	BAYER CONTOUR NEXT GLUCOESTRIPS 25STUKS 84191427	25 st.	24 x 25 st.	15766470	BAYET