

## Microlife bloeddrukmeter connect

### Toepassing

Microlife BP B6 BT Connect bloeddrukmeter bovenarm M + L manchet (22-42 cm)

### Productinformatie

- Bijzondere meetprecisie (A/A waardering)
- Connectie met smartphone en PC mogelijk dankzij Bluetooth en via meegeleverde USB kabel
- De Microlife BP B6 BT Connect is de opvolger van de succesvolle BP A6 BT bloeddrukmeter
- Beschikt over AFIB en PAD. Deze functie is een verbeterde versie van de gepatenteerde PAD techniek van Microlife. AFIB maakt het mogelijk om atriumfibrillatie vroegtijdig te ontdekken.
- Beschikt over het nieuwe M+L manchet en is geschikt voor een bovenarmomtrek van 22 tot 42 cm
- Mogelijkheid om gemeten waarden over te laden naar een computer.
- Bluetooth functionaliteit: alle meetgegevens worden opgeslagen en kunnen op een later tijdstip terug worden bekeken met behulp van een app op iPhone of Android telefoon. De Microlife app is gratis te downloaden en te installeren.

Inclusief: wasbaar medium/large manchet, adapter, batterijen, opbergtasje, Nederlandse handleiding en een tabel voor bloeddruk classificatie volwassenen.

### AFIB (Atrial Fibrillation Detection)

Deze functie is een verbeterde versie van de PAD technologie. Met PAD technologie was het mogelijk om een onregelmatige hartslag vroegtijdig te herkennen. Met AFIB is het nu ook mogelijk om vroegtijdig atriumfibrillatie te detecteren. Atrium (boezem) fibrilleren is één van de meest voorkomende hartaandoeningen. Mensen met deze aandoening hebben vaak een onregelmatige hartslag met wisselende kracht. Het gevolg kan vorming van bloedklonters zijn wat kan leiden tot een beroerte. Met vroegtijdige opsporing van atriumfibrillatie kunt u het risico op een beroerte drastisch verminderen.

## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                                                                    | Binnendoos | Overdoos  | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|
| 3059554   | MICROLIFE BLOEDDRUKMETER CONNECT<br>BLUETOOTH BOVENARM AFIB-TECHNOLOGIE<br>BPB6 | 1 st.      | 1 x 1 st. |           |         |

