

Nox

Nox T3s systeem met WristOX BLE

Toepassing

De NOX T3s, opvolger van de NOX T3, is veelzijdig; of u nu op zoek bent naar een traditioneel type 3 studie voor het detecteren van apneus, of een meer geavanceerde studie wilt met extra kanalen; de NOX T3s kan het.

De T3s kan REM, non-REM en Waak onderscheiden door het gepatenteerde Body Sleep AI Algoritme. De T3s heeft 2 bipolaire kanalen om o.a. EKG te meten of voor PLM-detectie.

Productinformatie

- Klein, compact en sterk
- Bluetooth BLE 5.0
- 4G opslagcapaciteit



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
1700830	NOX T3S POLYGRAAFSTEEEM MET SPO3 51 10 12	1 st.	1 x 1 st.		