

# Leukotape



## Leukotape classic sporttape

### Toepassing

Tape gemaakt van niet-rekbaar katoenweefsel. Met een zinkoxide-rubber kleefmassa deze heeft een grote kleef- en trekkracht. De rigiditeit (stijfheid) van het materiaal zorgt voor een stabiliserend effect. De buitenzijde van het dragermateriaal is geïmpregneerd en waterafstotend. De kunststofkern van de tape heeft afgeronde kanten, zodat deze bij het afrollen niet in de huid snijden. Mede dankzij de lichtgekartelde rand, eenvoudig in de lengte en de breedte scheurbaar, hetgeen het gebruik van een schaar overbodig maakt.



### Productinformatie

## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                                                 | Binnendoos | Overdoos    | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|---------|
| 3033108   | LEUKOTAPE CLASSIC SPORTTAPE ZWAAR<br>10MX2CM WIT 01697-00    | 12 st.     | 6 x 12 st.  | 14065673  |         |
| 3005894   | LEUKOTAPE CLASSIC SPORTTAPE ZWAAR<br>10MX3.75CM WIT 47109-00 | 12 st.     | 10 x 12 st. | 14001284  |         |
| 3033144   | LEUKOTAPE CLASSIC SPORTTAPE ZWAAR<br>10MX2.5CM WIT 01632-00  | 12 st.     | 10 x 12 st. | 14575450  | LEUKW1  |
| 3033847   | LEUKOTAPE SPORTTAPE P COMBIPACK<br>13.7Mx3.8CM 76067-00      | 1 st.      | 10 x 1 st.  | 13714511  | LEUKX   |