

Leukotape



Leukotape classic sporttape

Toepassing

Tape gemaakt van niet-rekbaar katoenweefsel. Met een zinkoxide-rubber kleefmassa deze heeft een grote kleef- en trekkracht. De rigiditeit (stijfheid) van het materiaal zorgt voor een stabiliserend effect. De buitenzijde van het dragermateriaal is geïmpregneerd en waterafstotend. De kunststofkern van de tape heeft afgeronde kanten, zodat deze bij het afrollen niet in de huid snijden. Mede dankzij de lichtgekartelde rand, eenvoudig in de lengte en de breedte scheurbaar, hetgeen het gebruik van een schaar overbodig maakt.



Productinformatie

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3033108	LEUKOTAPE CLASSIC SPORTTAPE ZWAAR 10MX2CM WIT 01697-00	12 st.	6 x 12 st.	14065673	
3005894	LEUKOTAPE CLASSIC SPORTTAPE ZWAAR 10MX3.75CM WIT 47109-00	12 st.	10 x 12 st.	14001284	
3033144	LEUKOTAPE CLASSIC SPORTTAPE ZWAAR 10MX2.5CM WIT 01632-00	12 st.	10 x 12 st.	14575450	LEUKW1
3033847	LEUKOTAPE SPORTTAPE P COMBIPACK 13.7Mx3.8CM 76067-00	1 st.	10 x 1 st.	13714511	LEUKX