

BSN optiplast compressiewindsel (zelfklevend)

Toepassing

Optiplaste-C, compressiewindsel; voor steunverbanden waarop grote krachten worden uitgeoefend en voor verbanden die voor langere tijd worden aangebracht. Compressiewindsel met een lengterek van 60%. Gemaakt van 100% katoen en voorzien van een zinkoxide-rubberen kleeflaag. De ingeweven kettingdraden zorgen voor een duurzame en krachtige ondersteuning en compressie waarbij een geringe rustdruk wordt gekoppeld aan een hoge werkdruk. Het windsel laat zich naar de lichaamscontouren modelleren en verschuift niet. Makkelijk af te rollen. Bevat geen stralingsabsorberende bestanddelen en hoeft niet verwijderd te worden bij röntgenologische onderzoek of bestralingstherapieën. Het windsel is waterafstotend.



Productinformatie

Toepassing:

- als duurzaam compressieverband
- als steun-, ontlastingsverband voor spieren, kapsels en gewrichten
- functioneel tapen ter behandeling en voorkoming van verwondingen aan spieren, kapsels en gewrichten
- als functioneel immobilisatieverband bijvoorbeeld bij een sleutelbeenbreuk of na verwijdering van gipsverband
- als redresserend verband; voor het corrigeren van houding of posities van het lichaam

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3008426	BSN OPTIPLAST C COMPRESSIEWINDESEL ZELFKLEVEND 2.5MX6CM HUIDSKLEUR 02506-00	5 st.	9 x 5 st.	13745247	
3008328	BSN OPTIPLAST C COMPRESSIEWINDESEL ZELFKLEVEND 4.5MX8CM HUIDSKLEUR 02508-00	5 st.	6 x 5 st.	12895873	