

Nox tas voor PG slaapmonitor

Toepassing

Praktische draagtassen om PG slaapmonitors (T3 en T3s) van Nox Medical in op te bergen en mee te nemen.

Productinformatie

-
-
-
-



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3043733	NOX TAS TBV NOX PG SYSTEEM T3 56 80 10	1 st.	1 x 1 st.		
3059661	NOX T3S DRAAGTAS 568012	1 st.	1 x 1 st.		